

Primado2



NSK

NSK

Das Unternehmen

Für uns ist KANUMA das Zentrum der Welt.

Hier in Kanuma haben wir begonnen, und hier werden wir weiterhin die beste Hochgeschwindigkeits-Rotationstechnologie der Welt entwickeln. „Made in Japan“ symbolisiert Weltklassequalität und Handwerkskunst, und nun wird „Made in Kanuma“ die höchste Qualität bei Hochgeschwindigkeitsbohrern weltweit definieren.





Qualität durch Prozesse

Dies ist seit der Gründung die Politik von NSK. Bis zu 30 Prozesse können erforderlich sein, um eine vollständige Komponente aus einer Stange Rohmaterial herzustellen. Die Gesamtzahl der Bearbeitungsprozesse, die erforderlich sind, um alle Teile eines einzelnen Produkts herzustellen, beträgt 930. Wenn die einzelnen Prozesse nicht den erforderlichen Genauigkeitsgrad erreichen, wird das Endprodukt nicht die erforderliche hohe Präzision liefern. Die Sicherstellung von Genauigkeit im Mikrometerbereich ist entscheidend. Auf der Suche nach solcher Genauigkeit liegt die wichtigste Stärke von NSK in der Fähigkeit, die integrierte Produktion intern ab der Komponentenphase zu steuern. Um eine hohe Qualität zu gewährleisten, werden fehlerhafte Teile niemals weitergegeben. Die Fertigung ist ein ständiger Kampf, Grenzen zu erweitern. Und die von NSK angestrebte hochmoderne Fertigung ist eine nie endende Herausforderung.



Globales Netzwerk

NSK verfügt über Vertriebsgesellschaften in 15 Ländern, wobei jede Tochtergesellschaft aktiv Verkaufs- und Marketingaktivitäten in ihrem lokalen Gebiet durchführt, detaillierte Kundendienstleistungen anbietet und täglich neue NSK-Fans gewinnt. Darüber hinaus arbeitet NSK auch mit Importagenten in anderen Ländern zusammen und baut starke Beziehungen auf, um den Verkauf in lokalen Regionen zu fördern. NSK hat ein solides globales Vertriebsnetz aufgebaut und exportiert in 135 Länder. Die Stimme unserer Vertriebspartner ist wichtig, und NSK bemüht sich, schnelle und zuverlässige Unterstützung sicherzustellen. Diese starken Partnerschaften können sich dann auf unsere Kunden übertragen, die volles Vertrauen in unsere Marke und Produkte haben können.



Spüren Sie den Unterschied

Stabile Rotation

- Primado2 bietet sanfte Beschleunigung bei niedrigen Geschwindigkeiten und stabile Rotation bei mittleren/hohen Geschwindigkeiten
- Ein präziser Rundlauf sorgt für gleichmäßige Knochen-Schneidleistung

Kompromissloses Design

- Variable Exposition ermöglicht Vielseitigkeit bei chirurgischen Verfahren *P300 Attachment
- Hochwertiges Schneidzubehör hergestellt mit innovativer Technologie

Bessere Benutzerfreundlichkeit

- Das universelle Bohrerlängensystem verfügt über eine Bohrerschaftlänge, die mit jeder Aufsatzlänge verwendet werden kann *Standard Attachment 300
- Das Risiko übermäßiger Wärmeentwicklung und daraus resultierender Fehlfunktionen infolge unzureichender Reinigung wird reduziert





Produktübersicht

Steuereinheit



Primado2 Steuereinheit

Fußschalter



Primado2 Fußschalter

Aufbereitung



Reinigungszubehör




PANA SPRAY Plus

Schlanke Motor Reihe




Schlanke Motoren



Schlanke Schäfte 300



Super Schlanke Handstücke 200



Standard Handstücke 300



Perforator

Bohrer

Kraniotom

Metallschneider

Hohes Drehmoment Motorenreihe



Primado2 Hohes Drehmoment Motoren



Hochgeschwindigkeitshandstücke 200

Knochensägen Reihe



Knochensägen Motoren



Stichsäge
Handstück



Sagittales
Sägehandstück



Oszillierendes
Sägehandstück

Wire Pin Driver Reihe



Primado2 Wire Pin Driver



K-Draht & Stiftfutter



Bohrfutter



Reibahlen Handstücke



Säge Handstücke

Primado2 Steuer Einheit

Kompaktes Design für einfache Einrichtung

Umfangreiche Optionen können individuell eingerichtet werden (z. B. Beschleunigungs-/Bremsanpassung, Spülung usw.)

Die einfache Bedienung des Hauptpanels macht es benutzerfreundlich



Bestellcode

P200-CU-230

Primado2 Control Unit 230V

- Stromversorgung : AC230V 50/60 Hz
- Abmessungen: W278 x D268 x H160 (mm)
- Gewicht : 6.9 kg

HOME Bildschirm

- Geschwindigkeitssteuerung
- Bewässerungssteuerung
- Rückwärtsrotationssteuerung
- Spülung-Steuerung
- Einstellung der Fußsteuerung angezeigt
- Anzeige der Fußsteuerungseinstellungen

Einstellungsoptionen

【Steuereinheit】

- Helligkeit
- Lautstärke
- Spracheinstellungen (6 Sprachen verfügbar)
- Zeigt die Rotationsgeschwindigkeit des verwendeten Motors/Aufsatzes an

【Motor】

- Beschleunigungsanpassung
- Bremsanpassung
- Drehmomentanpassung
- Oszillationsanpassung (nur für Wire Pin Driver verfügbar)

Konfigurationseinstellungen

Automatische Motorerkennung

Integrierte Hochleistung Spülpumpe



Fußschalter

In zwei Modellen verfügbar: Einzelfunktionstaste und Multifunktionstaste

Ein offenes Pedaldesign ermöglicht präzise und einfache Steuerung

Jede Taste kann auf eine bestimmte Funktion programmiert werden, um die Präferenz des Bedieners zu erfüllen



Bestellcode

FC-73

Primado2 Single Foot Control

• 1 Pedal mit 1 Funktionstaste



Bestellcode

FC-74

Primado2 Multi Foot Control

• 1 Pedal mit 3 Funktionstasten

Funktionsoptionen

- Fußsteuerung EIN/AUS
- A⇌B Steuerung (Umschalten zwischen Motoren)
- Geschwindigkeitssteuerung
(Rotationsgeschwindigkeit einstellen;
Min. 30%⇒Standard⇒ Max. 100 %)
- Rückwärtsrotationsmodus
- Bewässerung EIN/AUS
- Spülung (kontinuierliche 100 % Spülung bei Betätigung)
- Deaktivieren (Fußschalter-Tasten ohne Funktion)
- Geschwindigkeitssteuerung : variabel
- IP-Schutzart : IPX8



Schlanke Motoren Reihe

| Kompaktes und leichtes Design verhindert Ermüdung des Chirurgen während den Eingriffen

| Eine Vielzahl von Aufsätzen ist verfügbar

| Schnellkupplung ermöglicht eine einfache Verbindung zwischen Aufsatz und Motor




Primado2 Schlanke Motoren


- Geschwindigkeit : Max. 80,000 min⁻¹
- Lieferumfang : P200-EZ-SM (siehe S.30)



Bestellcode
P200-SMH-S
Primado2 Slim Motor Short



Bestellcode
P200-SMH
Primado2 Slim Motor



Bestellcode
P200-SMH-HS
Primado2 Slim Motor/HS
• Handsteuerung


P300 Aufsatz Hauptmerkmale



Die stabile Rotationsleistung entspricht den aktuellen P200 Aufsätzen, jedoch wurden die P300 Aufsätze entwickelt, um Sichtbarkeit, reibungslosen Betrieb und Sicherheit zu verbessern.


Variable Exposition

- Verbesserte Zugänglichkeit und Sichtbarkeit durch den 6-stufigen Einstellmechanismus




- Die Drehspannzange des Aufsatzes ermöglicht eine variable Exposition ohne den Bohrer berühren zu müssen.

*Standard Handstücke 300



Universelles Bohrerlängensystem *Standard Handstücke 300

- Die universelle Bohrergröße passt zu allen Aufsatzlängen
- Einfacheres Management im Operationssaal



Schlanke Schäfte 300 80,000min⁻¹

Schlanke Schäfte Hub




Bestellcode
P300-1AHS
Slim Attachment Hub/Straight




Bestellcode
P300-1AHA
Slim Attachment Hub/Angled


Schlanker Schaft




Bestellcode
P300-1T110
Slim Tube 110




Bestellcode
P300-1T110-C
Slim Tube 110/C




Bestellcode
P300-1T110-PB
Slim Tube 110/PB




Bestellcode
P300-1T130
Slim Tube 130




Bestellcode
P300-1T130-C
Slim Tube 130/C



Bestellcode
P300-1T130-PB
Slim Tube 130/PB



Bestellcode
P300-1T170
Slim Tube 170



Bestellcode
P300-1T240
Slim Tube 240

Fräsenschutz



Bestellcode
P300-1T-B*
Slim Tube Beak



Bestellcode
P300-1T-H*
Slim Tube Hood

* Kann nicht mit der Spüldüse verwendet werden

Spüldüse





Bestellcode
P200-IN-1A155
Für P300-1T110 / P300-1T110-C / P300-1T110-PB

Bestellcode
P200-IN-1A175
Für P300-1T130 / P300-1T130-C / P300-1T130-PB




Standard Handstücke 300 80,000min⁻¹

Gerade

	Bestellcode P300-2S10 STD Attachment 10/Straight
	Bestellcode P300-2S20 STD Attachment 20/Straight
	Bestellcode P300-2S40 STD Attachment 40/Straight
	Bestellcode P300-2S60 STD Attachment 60/Straight
	Bestellcode P300-2S80 STD Attachment 80/Straight

Gewinkelt

	Bestellcode P300-2A10 STD Attachment 10/Angled
	Bestellcode P300-2A20 STD Attachment 20/Angled
	Bestellcode P300-2A40 STD Attachment 40/Angled
	Bestellcode P300-2A60 STD Attachment 60/Angled
	Bestellcode P300-2A80 STD Attachment 80/Angled

Fräsenschutz



Bestellcode
P300-2-B*
STD Attachment Beak

* Kann nicht mit der Spüldüse verwendet werden



Spüldüse



Bestellcode
PD-IN-D
Für P300-2S10 / P300-2A10
P300-2S20 / P300-2A20

Bestellcode
PD-IN-2ES
Für P300-2S40 / P300-2A40

Bestellcode
PD-IN-2S
Für P300-2S60 / P300-2A60

Bestellcode
PD-IN-2M
Für P300-2S80 / P300-2A80



Schlanke Handstücke 200 80,000min⁻¹



Código de Pedido
P200-1A135
Slim Handpiece200 L

Código de Pedido
P200-1A155
Slim Handpiece200 EL

Código de Pedido
P200-1A175
Slim Handpiece200 SL

Código de Pedido
P200-1A155-C
Slim Handpiece200 EL/Curved

Código de Pedido
P200-1A175-C
Slim Handpiece200 SL/Curved

Código de Pedido
P200-1A155-U
Slim Handpiece200 155/U



Bestellcode
P200-1ARA-W
Wrench for Slim/Super Slim

- Passender Schlüssel für Bohrerchutz
- Mit Slim Handstück 200 enthalten


Spüldüse



Bestellcode
P200-IN-1A155
Für P200-1A155 / P200-1A155-C

Bestellcode
P200-IN-1A175
Für P200-1A175 / P200-1A175-C

Super Schlanke Handstücke 200 20,000min⁻¹



Bestellcode
P200-RA330
Super Slim Handpiece200 SPL

Bestellcode
P200-RA330-L
Super Slim Handpiece200 SPL/L
• Großbohrungs-Typ



Bestellcode
P200-1ARA-W
Wrench for Slim/Super Slim



- Passender Schlüssel für Bohrerchutz
- Mit Super Slim Handstück 200 enthalten

Standard Handstücke 200 80,000min⁻¹

Gerade

	Bestellcode P200-2SMS Std. Straight Handpiece200 MS
	Bestellcode P200-2SES Std. Straight Handpiece200 ES
	Bestellcode P200-2SS Std. Straight Handpiece200 S
	Bestellcode P200-2SM Std. Straight Handpiece200 M
	Bestellcode P200-2SL Std. Straight Handpiece200 L

Gewinkelt

	Bestellcode P200-2AMS Std. Angled Handpiece200 MS
	Bestellcode P200-2AES Std. Angled Handpiece200 ES
	Bestellcode P200-2AS Std. Angled Handpiece200 S
	Bestellcode P200-2AM Std. Angled Handpiece200 M
	Bestellcode P200-2AL Std. Angled Handpiece200 L

Spüldüse



Bestellcode PD-IN-D Für P200-2SMS(MS) P200-2AMS(MS)	Bestellcode PD-IN-2S Für P200-2SS(S) P200-2AS(S)	Bestellcode PD-IN-2L Für P200-2SL(L) P200-2AL(L)
Bestellcode PD-IN-2ES Für P200-2SES(ES) P200-2AES(ES)	Bestellcode PD-IN-2M Für P200-2SM(M) P200-2AM(M)	



Perforator Handstück 200 $1,250\text{min}^{-1}$



Bestellcode

P200-PER

Perforator Handpiece 200

• Kompatibles Spannfutter: Hudson Chuck

Bohrhandstück 200 $80,000\text{min}^{-1}$



Bestellcode

P200-2SD

Straight Drill Handpiece 200

Spüldüse



Bestellcode

PD-IN-D

Für P200-2SD



Kraniotom Handstück 200 80,000min⁻¹



Bestellcode
P200-CRA
Craniotome Handpiece200

Duraschutz



Bestellcode
P200-CRD-P
Pediatric Duraguard200



Bestellcode
P200-RCRD-P
Rotatable Duraguard200 P



Bestellcode
P200-CRD-M
Medium Duraguard200



Bestellcode
P200-RCRD-M
Rotatable Duraguard200 M



Bestellcode
P200-CRD-L
Long Duraguard200



Bestellcode
P200-RCRD-L
Rotatable Duraguard200 L

Metallschneide-Handstück 200 80,000min⁻¹



Bestellcode
P200-3MC
Metal Cutting Handpiece200

Hohes Drehmoment Motorenreihe

Der Hochdrehmoment-Motor liefert fortschrittliche Schneidleistung


Max. 100,000 min⁻¹ verfügbar mit Hochgeschwindigkeits-Handstück

Schnellkupplung ermöglicht eine einfache Verbindung zwischen Aufsatz und Motor




Primado2 Hochdrehmoment Motor

• Geschwindigkeit : Max. 60,000 min⁻¹



Bestellcode
P200-HMH
Primado2 High Torque Motor



Bestellcode
P200-HMH-HS
Primado2 High Torque Motor/HS
• Handsteuerungstyp


Hochgeschwindigkeitshandstücke 200 100,000min⁻¹



Bestellcode
P200-3GAS
High Speed Handpiece200 S



Bestellcode
P200-3GAM
High Speed Handpiece200 M



Bestellcode
P200-3GAL
High Speed Handpiece200 L

Spüldüse



Bestellcode
PD-IN-3S
Für P200-3GAS (S)

Bestellcode
PD-IN-3M
Für P200-3GAM (M)

Bestellcode
PD-IN-3L
Für P200-3GAL (L)



Knochensägen Reihe


Ein modulares System, bei dem ein Motor 3 verschiedene Sägetypen aufnehmen kann

Ausgelegt für leistungsstarke Schneidleistung und geringere Vibration



Primado2 Knochensägen Motor

- Geschwindigkeit : Max. 20,000 min⁻¹ (Zyklen pro Minute der Sägen)
- Im Lieferumfang enthalten : P200-EZ-BM (siehe S.28)



Bestellcode

P200-BMH

Primado2 Micro Bone Saw Motor



Bestellcode

P200-BMH-HS

Primado2 Micro Bone Saw Motor/HS

• Handsteuerungstyp

Stichsäge Handstück 20,000min⁻¹



Bestellcode

P200-REC

Primado2 Rec. Attachment

- Hubweg : 2.5 mm

Bestellcode

P200-REC-S

Primado2 Rec. Handpiece

- Im Lieferumfang enthalten : P200-BMH, P200-REC

Bestellcode

P200-REC-S-HS

Primado2 Rec. Handpiece/HS

- Handsteuerungstyp
- Im Lieferumfang enthalten : P200-BMH-HS, P200-REC

Sagittale Säge 20,000min⁻¹



Bestellcode

P200-SAG

Primado2 Sag. Attachment

- Oszillationswinkel : 8°

Bestellcode

P200-SAG-S

Primado2 Sag. Handpiece

- Im Lieferumfang enthalten : P200-BMH, P200-SAG

Bestellcode

P200-SAG-S-HS

Primado2 Sag. Handpiece/HS

- Handsteuerungstyp
- Im Lieferumfang enthalten : P200-BMH-HS, P200-SAG

Oszillierende Säge 20,000min⁻¹



Bestellcode

P200-OSC

Primado2 Osc. Attachment

- Oszillationswinkel : 8°

Bestellcode

P200-OSC-S

Primado2 Osc. Handpiece

- Im Lieferumfang enthalten : P200-BMH, P200-OSC

Bestellcode

P200-OSC-S-HS

Primado2 Osc. Handpiece/HS

- Handsteuerungstyp
- Im Lieferumfang enthalten : P200-BMH-HS, P200-OSC



Bestellcode

PD-OSC-A

Adaptor For Oscillating Saw

- Passender Schraubenschlüssel (1) und Schrauben (2)

**Spüldüse für
Knochensägen**



Bestellcode

P200-IN-BS

**Für P200-REC / P200-SAG
P200-OSC**

Wire Pin Driver Reihe

Liefert leistungsstarke Performance für eine Vielzahl chirurgischer Anwendungen

Die vielseitigen Optionen umfassen Bohrer, Reibahle und Mikro-Knochensäge



Primado2 Wire Pin Driver

- Geschwindigkeit : Max. 1,200 min⁻¹
- Rotationsmodus : Vorwärts, Rückwärts, Oszillierend
- Im Lieferumfang enthalten : P200-EZ-WPD (siehe S.28)



Bestellcode
P200-WPD
Primado2 Wire Pin Driver

K-Draht & Stiftfutter 1,200min⁻¹



Bestellcode
PD-DA-W
Primado Wire Collet
• ø0.6~ø1.9 mm



Bestellcode
PD-DA-P
Primado Pin Collet
• ø2.0~ø3.2 mm

Bohrfutter 1,200min⁻¹



Bestellcode
PD-DA-J4
Jacobs Keyed Drill Chuck
4.0mm
• ø0.5~ø4.0 mm
• Im Lieferumfang enthalten: T-Schlüssel



Bestellcode
PD-DA-J6
Jacobs Keyed Drill Chuck
6.5mm
• ø0.5~ø6.5 mm
• Im Lieferumfang enthalten: T-Schlüssel



Bestellcode
PD-DA-A
AO Drill Chuck



Bestellcode
PD-DA-K
Keyless Drill Chuck
• ø0.6~ø7.4 mm

Bestellcode
PD-TW-J4
T-Wrench for J4



Bestellcode
PD-TW-J6
T-Wrench for J6



Reibahlen Handstücke 300min⁻¹



Bestellcode
PD-RA-M
Hudson Modified
Trinkle Reamer



Bestellcode
PD-RA-H
Hudson Reamer



Bestellcode
PD-RA-T
Trinkle Reamer



Bestellcode
PD-RA-A
AO Reamer

Säge Handstücke 12,000min⁻¹

Bestellcode
PD-SA-R
Reciprocating Saw Attachment



Bestellcode
PD-SA-S
Sagittal Saw Attachment



Zubehör

Aufbereitungswerkzeuge

Das Risiko übermäßiger Wärmeentwicklung und daraus resultierender Fehlfunktionen aufgrund unzureichender Reinigung wird reduziert



Manuelle Reinigung



Maschinelle Reinigung



Bestellcode

PD-CTH

Cleaning Holder

• Im Lieferumfang enthalten : PD-CTTU-606501
PD-CTTU-600504



Bestellcode

PD-CTAD-G

Cleaning Adaptor G

• Zum Trocknen



Bestellcode

PD-CTAD-SM

Cleaning Adaptor SM

Für jeden Aufsatz der Slim Motor Serie



Bestellcode

PD-CTAD-LM

Cleaning Adaptor Luer M



Bestellcode

PD-CTAD-1T

Cleaning Adaptor 1T

Für Slim Tube



Bestellcode

PD-CTAD-LF

Cleaning Adaptor Luer F



Bestellcode

PD-CTAD-HM

Cleaning Adaptor HM

Für jeden Aufsatz der Hochdrehmoment-Motor Serie



Bestellcode

PD-CTTU-606501

Cleaning Tube 6.0/L650



Bestellcode

PD-CTAD-WPD

Cleaning Adaptor WPD

Aufsatz für Wire Pin Driver Reihe



Bestellcode

PD-CTTU-600504

Cleaning Tube 6.0/L50 (4pcs)



Bestellcode

PD-CTAD-IN

Cleaning Adaptor IN

Für Spüldüse


• Im Lieferumfang enthalten : PD-CTTU-150252



Bestellcode

PD-CTTU-150252

Cleaning Tube 1.5/L25 (2pcs)



*Bitte lesen Sie unbedingt das Aufbereitungs-Handbuch.

*Diese Reinigungswerkzeuge können nicht mit dem Knochensäge-Aufsatz verwendet werden.

*Reinigungsadapter IN kann nicht für automatisierte Reinigung verwendet werden.


Sterilisationszubehör




Bestellcode
SC-ML
Sterilization Metal Lid




Bestellcode
SC-T-F
Sterilization Tray/Free
• Abmessungen : W480 x D250 x H60 (mm)



Bestellcode
SC-C-H70
Sterilization Case/H70
• Abmessungen : W512 x D262 x H70 (mm)
• Einstufiger Container



Bestellcode
SC-SM
Silicone Mat
• Die Matte für das Sterilisationstablett



Bestellcode
SC-C-H125
Sterilization Case/H125
• Abmessungen : W512 x D262 x H125 (mm)
• Zweistufiger Container

Gerätewagen



Bestellcode
Z299
iCart-L Mobile Trolley
• Abmessungen : W360 x D420 x H800 (mm)
• Gewicht : 10 kg

Spülschlauch




Bestellcode
Y1003915
Surgical Irrigation Tube
• 5 Stk./ Set (Sterilisiert)

Schmiermittel



Bestellcode
Z182100
PANA Spray Plus
• Für Aufsätze, 480 mL

Bestellcode
Y900630
PANA Spray Plus (6 Stk.)



Bestellcode
Z019090
E-Type Spray Nozzle
• Für Aufsätze

Bestellcode
PD-EZ-M
EZ Spray Adaptor
• PANA Spray Plus ist nicht enthalten

Sprühnebel-Absorber



Bestellcode
Y900084
Spray Mist Absorber
• 10er Packung

Index

Bestellcode	Seite
FC-73	08
FC-74	08
P200-1A135	13
P200-1A155	13
P200-1A155-C	13
P200-1A175	13
P200-1A175-C	13
P200-1ARA-W	13
P200-2AES	14
P200-2AL	14
P200-2AM	14
P200-2AMS	14
P200-2AS	14
P200-2SD	15
P200-2SES	14
P200-2SL	14
P200-2SM	14
P200-2SMS	14
P200-2SS	14
P200-3GAL	18
P200-3GAM	18
P200-3GAS	18
P200-3MC	16
P200-BMH	19
P200-BMH-HS	19
P200-CRA	16
P200-CRD-L	16
P200-CRD-M	16
P200-CRD-P	16
P200-CU-120	07
P200-CU-230	07
P200-EZ-BM	26
P200-EZ-SM	26
P200-EZ-WPD	26
P200-HMH	17
P200-HMH-HS	17
P200-IN-1A155	11,13
P200-IN-1A175	11,13
P200-IN-BS	20
P200-OSC	20
P200-OSC-S	20
P200-OSC-S-HS	20
P200-PER	15
P200-RA330	13
P200-RA330-L	13
P200-RCRD-L	16
P200-RCRD-M	16
P200-RCRD-P	16
P200-REC	20

Bestellcode	Seite
P200-REC-S	20
P200-REC-S-HS	20
P200-SAG	20
P200-SAG-S	20
P200-SAG-S-HS	20
P200-SMH	09
P200-SMH-HS	09
P200-SMH-S	09
P200-WPD	21
P300-1AHA	11
P300-1AHS	11
P300-1T110	11
P300-1T110-C	11
P300-1T110-PB	11
P300-1T130	11
P300-1T130-C	11
P300-1T130-PB	11
P300-1T170	11
P300-1T240	11
P300-1T-B	11
P300-1T-H	11
P300-2A10	12
P300-2A20	12
P300-2A40	12
P300-2A60	12
P300-2A80	12
P300-2-B	12
P300-2S10	12
P300-2S20	12
P300-2S40	12
P300-2S60	12
P300-2S80	12
PD-CTAD-1T	23
PD-CTAD-G	23
PD-CTAD-HM	23
PD-CTAD-IN	23
PD-CTAD-LF	23
PD-CTAD-LM	23
PD-CTAD-SM	23
PD-CTAD-WPD	23
PD-CTH	23
PD-CTTU-150252	23
PD-CTTU-600504	23
PD-CTTU-606501	23
PD-DA-A	22
PD-DA-J4	22
PD-DA-J6	22
PD-DA-K	22
PD-DA-P	22

Bestellcode	Seite
PD-DA-W	22
PD-EZ-M	26
PD-IN-2ES	12,14
PD-IN-2L	14
PD-IN-2M	12,14
PD-IN-2S	12,14
PD-IN-3L	18
PD-IN-3M	18
PD-IN-3S	18
PD-IN-D	12,14,15
PD-OSC-A	20
PD-RA-A	22
PD-RA-H	22
PD-RA-M	22
PD-RA-T	22
PD-SA-R	22
PD-SA-S	22
PD-TW-J4	22
PD-TW-J6	22
SC-C-H125	25
SC-C-H70	25
SC-ML	25
SC-SM	25
SC-T-F	25
Y1500070	25
Y900084	26
Y900630	26
Z019090	26
Z182100	26
Z299	25

NAKANISHI INC.

700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan
TEL: +81 289 64 3380 FAX: +81 289 64 3890
www.nsk-surgery.com

NSK Europe GmbH

Elly-Beinhorn-Str. 8, 65760 Eschborn, Germany
TEL: +49 6196 77606 0 FAX: +49 6196 77606 29
www.eu.nsk-surgery.com



Create it 