



Primado Serie

Schneidzubehör

NSK

Tabelle zur Kompatibilität von Aufsätzen/Bohren

Für Schlanke Schäfte 300

Slim-Rohr		Bohrer	
Bestellcode	Typ	Bestellcode*	Ringmarkierung
P300-1T110 P300-1T110-C P300-1T110-PB	110	PDS-1□□110-□□	
P300-1T130 P300-1T130-C P300-1T130-PB	130	PDS-1□□130-□□	
P300-1T170	170	PDS-1□□170-□□	
P300-1T240	240	PDS-1□□240-□□	

Für Standard Handstücke 300

Aufsatz		Bohrer	
Bestellcode	Typ	Bestellcode*	Ringmarkierung
P300-2S10 P300-2S20 P300-2S40 P300-2S60 P300-2S80	Universallänge	PDS-2□□UL-□□	
P300-2A10 P300-2A20 P300-2A40 P300-2A60 P300-2A80			

Für Schlanke Handstücke 200

Aufsatz		Bohrer	
Bestellcode	Typ	Bestellcode*	Ringmarkierung
P200-1A135	L	PDS-1□□135-□□	
P200-1A155 P200-1A155-C P200-1A155-U	EL	PDS-1□□155-□□	
P200-1A175 P200-1A175-C	SL	PDS-1□□175-□□	
P200-RA330 P200-RA330-L	SPL	PDS-1□□330-□□	Ohne Ringmarkierung

Für Standard Handstücke 200

Aufsatz		Bohrer	
Bestellcode	Typ	Bestellcode*	Ringmarkierung
P200-2SMS P200-2AMS	MS	PDS-2□□MS-□□	
P200-2SES P200-2AES	ES	PDS-2□□ES-□□	
P200-2SS P200-2AS	S	PDS-2□□S-□□	
P200-2SM P200-2AM	M	PDS-2□□M-□□	
P200-2SL P200-2AL	L	PDS-2□□L-□□	

Für Hochgeschwindigkeitshandstücke 200

Aufsatz		Bohrer	
Bestellcode	Typ	Bestellcode*	Ringmarkierung
P200-3GAS	S	PDS-3□□S-□□	
P200-3GAM	M	PDS-3□□M-□□	
P200-3GAL	L	PDS-3□□L-□□	

* „□“ steht für ein alphanumerisches Zeichen jedes Bestellcodes.

Inhalt

Der Farbindex zeigt die kompatiblen Schneidzubehörteile mit den Aufsätzen an.

Schlanke Handstücke 300	P300-1AHS P300-1AHA	P300-1T110 P300-1T110-C P300-1T110-PB	P300-1T130 P300-1T130-C P300-1T130-PB	P300-1T170 P300-1T240
Standard Handstücke 300	P300-2S10 P300-2S20 P300-2S40	P300-2S60 P300-2S80	P300-2A10 P300-2A20 P300-2A40	P300-2A60 P300-2A80
Schlanke Handstücke 200	P200-1A135 P200-1A155 P200-1A175	P200-1A155-C P200-1A155-U P200-1A175-C		
Super Schlanke Handstücke 200	P200-RA330 P200-RA330-L			
Standard Handstücke 200	P200-2SMS P200-2SES P200-2SS	P200-2SM P200-2SL	P200-2AMS P200-2AES P200-2AS	P200-2AM P200-2AL
Bohrhandstücke 200	P200-2SD			
Hochgeschwindigkeitshandstücke 200	P200-3GAS P200-3GAM P200-3GAL			
Kraniotom Handstücke 200	P200-CRA P200-CRD-P P200-CRD-M P200-CRD-L	P200-RCRD-P P200-RCRD-M P200-RCRD-L		
Metallschneide-Handstück 200	P200-3MC			
Stichsäge Handstück	P200-REC			
Sagittale Säge Handstück	P200-SAG			
Oszillierendes Sägehandstück	P200-OSC			

Rotationsinstrumente

Für Schlanke Handstücke 300

R Diamond Bur



Kopfgröße (mm)	Slim-Rohr			
	110	130	170	240
2.0	PDS-1RD110-20	PDS-1RD130-20	—	—
3.0	PDS-1RD110-30	PDS-1RD130-30	—	PDS-1RD240-30
3.5	—	—	PDS-1RD170-35	—
4.0	PDS-1RD110-40	PDS-1RD130-40	PDS-1RD170-40	PDS-1RD240-40
4.5	—	—	—	PDS-1RD240-45
5.0	—	—	PDS-1RD170-50	PDS-1RD240-50

R Coarse Diamond Bur



Kopfgröße (mm)	Slim-Rohr			
	110	130	170	240
2.0	PDS-1RCD110-20	PDS-1RCD130-20	—	—
3.0	PDS-1RCD110-30	PDS-1RCD130-30	—	PDS-1RCD240-30
3.5	—	—	PDS-1RCD170-35	—
4.0	PDS-1RCD110-40	PDS-1RCD130-40	PDS-1RCD170-40	PDS-1RCD240-40
4.5	—	—	—	PDS-1RCD240-45
5.0	PDS-1RCD110-50	PDS-1RCD130-50	PDS-1RCD170-50	PDS-1RCD240-50

MH Diamond Bur



Kopfgröße (mm)	Slim-Rohr	
	110	130
2.0	PDS-1MHD110-20	PDS-1MHD130-20
3.0	PDS-1MHD110-30	PDS-1MHD130-30
4.0	PDS-1MHD110-40	PDS-1MHD130-40
4.5	PDS-1MHD110-45	PDS-1MHD130-45

MH Coarse Diamond Bur



Kopfgröße (mm)	Slim-Rohr	
	110	130
3.0	PDS-1MHCD110-30	PDS-1MHCD130-30
4.0	PDS-1MHCD110-40	PDS-1MHCD130-40
4.5	PDS-1MHCD110-45	PDS-1MHCD130-45

RT Diamond Bur



Kopfgröße (mm)	Slim-Rohr	
	110	130
4.5	PDS-1RTD110-45	PDS-1RTD130-45

RT Coarse Diamond Bur



Kopfgröße (mm)	Slim-Rohr	
	110	130
4.5	PDS-1RTCD110-45	PDS-1RTCD130-45

Rotationsinstrumente

Für Schlanke Handstücke 300

R Fluted Bur



Kopfgröße (mm)	Schlanker Schaft			
	110	130	170	240
3.0	PDS-1RF110-30	PDS-1RF130-30	—	—
3.5	—	—	PDS-1RF170-35	—
4.0	PDS-1RF110-40	PDS-1RF130-40	PDS-1RF170-40	PDS-1RF240-40

MH Fluted Bur



Kopfgröße (mm)	Schlanker Schaft	
	110	130
2.5	PDS-1MHF110-25	PDS-1MHF130-25
3.0	PDS-1MHF110-30	PDS-1MHF130-30

Rotationsinstrumente

Für Standard Handstücke 300

R Diamond Bur UL



Kopfgröße (mm)	Aufsatz
	UL
0.6	PDS-2RDUL-06
1.0	PDS-2RDUL-10
1.5	PDS-2RDUL-15
2.0	PDS-2RDUL-20
2.5	PDS-2RDUL-25
3.0	PDS-2RDUL-30
3.5	PDS-2RDUL-35
4.0	PDS-2RDUL-40
5.0	PDS-2RDUL-50
6.0	PDS-2RDUL-60

R Coarse Diamond Bur UL



Kopfgröße (mm)	Aufsatz
	UL
1.0	PDS-2RCDUL-10
1.5	PDS-2RCDUL-15
2.0	PDS-2RCDUL-20
2.5	PDS-2RCDUL-25
3.0	PDS-2RCDUL-30
4.0	PDS-2RCDUL-40
5.0	PDS-2RCDUL-50
6.0	PDS-2RCDUL-60
7.0	PDS-2RCDUL-70

R Extra Coarse Diamond Bur UL



Kopfgröße (mm)	Aufsatz
	UL
3.0	PDS-2RECDUL-30
4.0	PDS-2RECDUL-40
5.0	PDS-2RECDUL-50
6.0	PDS-2RECDUL-60
7.0	PDS-2RECDUL-70

R Super Coarse Diamond Bur UL



Kopfgröße (mm)	Aufsatz
	UL
3.0	PDS-2RSCDUL-30
4.0	PDS-2RSCDUL-40
5.0	PDS-2RSCDUL-50
6.0	PDS-2RSCDUL-60

MH Coarse Diamond Bur UL



Kopfgröße (mm)	Aufsatz
	UL
2.0	PDS-2MHCDUL-20
3.0	PDS-2MHCDUL-30
4.0	PDS-2MHCDUL-40

Barrel Diamond Bur UL



Kopfgröße (mm)	Aufsatz
	UL
3.0	PDS-2BCDUL-30
5.0	PDS-2BCDUL-50

Rotationsinstrumente

Für Standard Handstücke 300

R Fluted Bur UL



Kopfgröße (mm)	Aufsatz
	UL
1.0	PDS-2RFUL-10
1.5	PDS-2RFUL-15
2.0	PDS-2RFUL-20
2.5	PDS-2RFUL-25
3.0	PDS-2RFUL-30
3.5	PDS-2RFUL-35
4.0	PDS-2RFUL-40
5.0	PDS-2RFUL-50
6.0	PDS-2RFUL-60
7.0	PDS-2RFUL-70
8.8	PDS-2RFUL-88

QuadEdge Bur UL*



Kopfgröße (mm)	Aufsatz
	UL
3.0	PDS-2QEUL-30
4.0	PDS-2QEUL-40
5.0	PDS-2QEUL-50
6.0	PDS-2QEUL-60

MH Fluted Bur UL



Kopfgröße (mm)	Aufsatz
	UL
1.8	PDS-2MHFUL-18
2.2	PDS-2MHFUL-22
3.0	PDS-2MHFUL-30

Egg Fluted Bur UL



Kopfgröße (mm)	Aufsatz
	UL
4.0	PDS-2EFUL-40
6.0	PDS-2EFUL-60

Acorn Bur UL*



Kopfgröße (mm)	Aufsatz
	UL
5.0	PDS-2AUL-50
6.0	PDS-2AUL-60
7.5	PDS-2AUL-75

Router Bur UL*



Kopfgröße (mm)	Aufsatz
	UL
1.3	PDS-2RUL-13

Wirepass Drill UL*



Kopfgröße (mm)	Aufsatz
	UL
1.0	PDS-2WUL-10
1.2	PDS-2WUL-12
1.5	PDS-2WUL-15

*Die Expositionsänge dieser Bohrer ist nicht einstellbar

Rotationsinstrumente

Für Schlanke Handstücke 200

Diamond Bur



Kopfgröße (mm)	Aufsatz		
	L	EL	SL
2.0	PDS-1D135-20	PDS-1D155-20	PDS-1D175-20
3.0	PDS-1D135-30	PDS-1D155-30	PDS-1D175-30
4.0	PDS-1D135-40	PDS-1D155-40	PDS-1D175-40

Coarse Diamond Bur



Kopfgröße (mm)	Aufsatz				
	L	EL	EL Verlängert	SL	SL Verlängert
2.0	PDS-1CD135-20	PDS-1CD155-20	PDS-1CD155-20E	PDS-1CD175-20	PDS-1CD175-20E
3.0	PDS-1CD135-30	PDS-1CD155-30	PDS-1CD155-30E	PDS-1CD175-30	PDS-1CD175-30E
4.0	PDS-1CD135-40	PDS-1CD155-40	—	PDS-1CD175-40	—

Verlängert Die Bohrer können um 6 mm verlängert werden

Neuro Diamond Bur



Kopfgröße (mm)	Aufsatz		
	L	EL	SL
2.0	PDS-1ND135-20	PDS-1ND155-20	PDS-1ND175-20
3.0	PDS-1ND135-30	PDS-1ND155-30	PDS-1ND175-30
4.0	PDS-1ND135-40	PDS-1ND155-40	PDS-1ND175-40

Neuro Coarse Diamond Bur



Kopfgröße (mm)	Aufsatz		
	L	EL	SL
2.0	PDS-1NCD135-20	PDS-1NCD155-20	PDS-1NCD175-20
3.0	PDS-1NCD135-30	PDS-1NCD155-30	PDS-1NCD175-30
4.0	PDS-1NCD135-40	PDS-1NCD155-40	PDS-1NCD175-40

Round Fluted Bur



Kopfgröße (mm)	Aufsatz	
	EL	SL
2.0	PDS-1C155-20	PDS-1C175-20
3.0	PDS-1C155-30	PDS-1C175-30
4.0	PDS-1C155-40	PDS-1C175-40

MH Cutting Bur



Kopfgröße (mm)	Aufsatz	
	EL	SL
2.5	PDS-1MHC155-25	PDS-1MHC175-25
3.0	PDS-1MHC155-30	PDS-1MHC175-30

Für Super Schlanke Handstücke 200

Diamond Bur



Kopfgröße (mm)	Aufsatz
	SPL
2.0	PDS-1D330-20
2.5	PDS-1D330-25
3.0	PDS-1D330-30
3.5	PDS-1D330-35

Coarse Diamond Bur



Kopfgröße (mm)	Aufsatz
	SPL
2.0	PDS-1CD330-20
2.5	PDS-1CD330-25
3.0	PDS-1CD330-30
3.5	PDS-1CD330-35

Rotationsinstrumente

Für Standard Handstücke 200

Diamond Bur



Kopfgröße (mm)	Aufsatz				
	MS	ES	S	M	L
0.6	PDS-2DMS-06	PDS-2DES-06	PDS-2DS-06	—	—
1.0	PDS-2DMS-10	PDS-2DES-10	PDS-2DS-10	PDS-2DM-10	—
1.5	PDS-2DMS-15	PDS-2DES-15	PDS-2DS-15	—	—
2.0	PDS-2DMS-20	PDS-2DES-20	PDS-2DS-20	PDS-2DM-20	PDS-2DL-20
3.0	PDS-2DMS-30	PDS-2DES-30	PDS-2DS-30	PDS-2DM-30	PDS-2DL-30
4.0	PDS-2DMS-40	PDS-2DES-40	PDS-2DS-40	PDS-2DM-40	PDS-2DL-40
5.0	PDS-2DMS-50	PDS-2DES-50	PDS-2DS-50	PDS-2DM-50	PDS-2DL-50
6.0	PDS-2DMS-60	PDS-2DES-60	PDS-2DS-60	PDS-2DM-60	PDS-2DL-60
7.0	PDS-2DMS-70	PDS-2DES-70	PDS-2DS-70	PDS-2DM-70	PDS-2DL-70

Coarse Diamond Bur



Kopfgröße (mm)	Aufsatz				
	MS	ES	S	M	L
1.0	PDS-2CDMS-10	PDS-2CDES-10	PDS-2CDS-10	—	—
1.5	PDS-2CDMS-15	PDS-2CDES-15	PDS-2CDS-15	—	—
2.0	PDS-2CDMS-20	PDS-2CDES-20	PDS-2CDS-20	PDS-2CDM-20	PDS-2CDL-20
3.0	PDS-2CDMS-30	PDS-2CDES-30	PDS-2CDS-30	PDS-2CDM-30	PDS-2CDL-30
4.0	PDS-2CDMS-40	PDS-2CDES-40	PDS-2CDS-40	PDS-2CDM-40	PDS-2CDL-40
5.0	PDS-2CDMS-50	PDS-2CDES-50	PDS-2CDS-50	PDS-2CDM-50	PDS-2CDL-50
6.0	PDS-2CDMS-60	PDS-2CDES-60	PDS-2CDS-60	PDS-2CDM-60	PDS-2CDL-60
7.0	PDS-2CDMS-70	PDS-2CDES-70	PDS-2CDS-70	PDS-2CDM-70	PDS-2CDL-70

Coarse Diamond Bur/Extended



Kopfgröße (mm)	Aufsatz			
	ES Verlängert	S Verlängert	M Verlängert	L Verlängert
1.0	PDS-2CDES-10E	—	—	—
1.5	PDS-2CDES-15E	—	—	—
2.0	—	PDS-2CDS-20E	PDS-2CDM-20E	PDS-2CDL-20E
3.0	—	PDS-2CDS-30E	PDS-2CDM-30E	PDS-2CDL-30E
4.0	—	PDS-2CDS-40E	PDS-2CDM-40E	PDS-2CDL-40E
5.0	—	PDS-2CDS-50E	PDS-2CDM-50E	PDS-2CDL-50E

Verlängert Die Bohrer können um 10 mm verlängert werden

Extra Coarse Diamond Bur



Kopfgröße (mm)	Aufsatz				
	MS	ES	S	M	L
3.0	PDS-2ECDMS-30	PDS-2ECDES-30	PDS-2ECDS-30	PDS-2ECDM-30	PDS-2ECDL-30
4.0	PDS-2ECDMS-40	PDS-2ECDES-40	PDS-2ECDS-40	PDS-2ECDM-40	PDS-2ECDL-40
5.0	PDS-2ECDMS-50	PDS-2ECDES-50	PDS-2ECDS-50	PDS-2ECDM-50	PDS-2ECDL-50
6.0	PDS-2ECDMS-60	PDS-2ECDES-60	PDS-2ECDS-60	PDS-2ECDM-60	PDS-2ECDL-60
7.0	PDS-2ECDMS-70	—	—	—	—

Rotationsinstrumente

Für Standard Handstücke 200

Super Coarse Diamond Bur



Kopfgröße (mm)	Aufsatz				
	MS	ES	S	M	L
3.0	PDS-2SCDMS-30	PDS-2SCDES-30	PDS-2SCDS-30	PDS-2SCDM-30	PDS-2SCDL-30
4.0	PDS-2SCDMS-40	PDS-2SCDES-40	PDS-2SCDS-40	PDS-2SCDM-40	PDS-2SCDL-40
5.0	PDS-2SCDMS-50	PDS-2SCDES-50	PDS-2SCDS-50	PDS-2SCDM-50	PDS-2SCDL-50
6.0	PDS-2SCDMS-60	PDS-2SCDES-60	PDS-2SCDS-60	PDS-2SCDM-60	PDS-2SCDL-60

Barrel Diamond Bur



Kopfgröße (mm)	Aufsatz	
	L	L Verlängert
3.0	PDS-2BCDL-30	PDS-2BCDL-30E
5.0	PDS-2BCDL-50	PDS-2BCDL-50E

Verlängert: Die Bohrer können um 10 mm verlängert werden

Round Fluted Bur



Kopfgröße (mm)	Aufsatz				
	MS	ES	S	M	L
1.0	PDS-2CMS-10	PDS-2CES-10	PDS-2CS-10	PDS-2CM-10	—
2.0	PDS-2CMS-20	PDS-2CES-20	PDS-2CS-20	PDS-2CM-20	PDS-2CL-20
3.0	PDS-2CMS-30	PDS-2CES-30	PDS-2CS-30	PDS-2CM-30	PDS-2CL-30
4.0	PDS-2CMS-40	PDS-2CES-40	PDS-2CS-40	PDS-2CM-40	PDS-2CL-40
5.0	PDS-2CMS-50	PDS-2CES-50	PDS-2CS-50	PDS-2CM-50	PDS-2CL-50
6.0	PDS-2CMS-60	PDS-2CES-60	PDS-2CS-60	PDS-2CM-60	PDS-2CL-60
7.0	PDS-2CMS-70	PDS-2CES-70	PDS-2CS-70	PDS-2CM-70	PDS-2CL-70

Carbide Bur



Kopfgröße (mm)	Aufsatz				
	MS	ES	S	M	L
2.0	PDS-2CBMS-20	PDS-2CBES-20	PDS-2CBS-20	PDS-2CBM-20	PDS-2CBL-20
3.0	PDS-2CBMS-30	PDS-2CBES-30	PDS-2CBS-30	PDS-2CBM-30	PDS-2CBL-30
4.0	PDS-2CBMS-40	PDS-2CBES-40	PDS-2CBS-40	PDS-2CBM-40	PDS-2CBL-40
5.0	PDS-2CBMS-50	PDS-2CBES-50	PDS-2CBS-50	PDS-2CBM-50	PDS-2CBL-50
6.0	PDS-2CBMS-60	PDS-2CBES-60	PDS-2CBS-60	PDS-2CBM-60	PDS-2CBL-60
7.0	PDS-2CBMS-70	PDS-2CBES-70	PDS-2CBS-70	PDS-2CBM-70	PDS-2CBL-70

Neuro Bur



Kopfgröße (mm)	Aufsatz				
	MS	ES	S	M	L
1.8	PDS-2NMS-18	PDS-2NES-18	PDS-2NS-18	PDS-2NM-18	PDS-2NL-18
2.2	PDS-2NMS-22	PDS-2NES-22	PDS-2NS-22	PDS-2NM-22	PDS-2NL-22
3.0	PDS-2NMS-30	PDS-2NES-30	PDS-2NS-30	PDS-2NM-30	PDS-2NL-30

Rotationsinstrumente

Für Standard Handstücke 200

Neuro Carbide Bur



Kopfgröße (mm)	Aufsatz				
	MS	ES	S	M	L
1.8	PDS-2NCBMS-18	PDS-2NCBES-18	PDS-2NCBS-18	PDS-2NCBM-18	PDS-2NCBL-18
2.2	PDS-2NCBMS-22	PDS-2NCBES-22	PDS-2NCBS-22	PDS-2NCBM-22	PDS-2NCBL-22
3.0	PDS-2NCBMS-30	PDS-2NCBES-30	PDS-2NCBS-30	PDS-2NCBM-30	PDS-2NCBL-30

Egg Bur



Kopfgröße (mm)	Aufsatz			
	MS	ES	S	L
4.0	PDS-2EMS-40	PDS-2EES-40	PDS-2ES-40	PDS-2EL-40
6.0	PDS-2EMS-60	PDS-2EES-60	PDS-2ES-60	PDS-2EL-60

Barrel Bur



Kopfgröße (mm)	Aufsatz		
	MS	ES	S
4.0	PDS-2BMS-40	PDS-2BES-40	PDS-2BS-40
6.0	PDS-2BMS-60	PDS-2BES-60	PDS-2BS-60

Pear Bur



Kopfgröße (mm)	Aufsatz		
	MS	ES	S
6.0	PDS-2PMS-60	PDS-2PES-60	PDS-2PS-60

Cylinder Bur



Kopfgröße (mm)	Aufsatz
	L
5.0	PDS-2CYL-50
6.0	PDS-2CYL-60

Acorn Bur



Kopfgröße (mm)	Aufsatz		
	MS	ES	S
5.0	PDS-2AMS-50	PDS-2AES-50	PDS-2AS-50
6.0	PDS-2AMS-60	PDS-2AES-60	PDS-2AS-60
7.5	PDS-2AMS-75	PDS-2AES-75	PDS-2AS-75

Router Bur



Kopfgröße (mm)	Aufsatz	
	MS	ES
1.3	PDS-2RMS-13	PDS-2RES-13

Lindemann Bur



Klingenlänge× Kopfgröße (mm)	Aufsatz		
	MS	ES	S
11×2.1	PDS-2LMS-11	PDS-2LES-11	PDS-2LS-11
26×2.3	PDS-2LMS-26	PDS-2LES-26	PDS-2LS-26

Fissure Bur



Kopfgröße (mm)	Aufsatz		
	MS	ES	S
1.2	PDS-2FMS-12	PDS-2FES-12	PDS-2FS-12
1.6	PDS-2FMS-16	PDS-2FES-16	PDS-2FS-16
2.1	PDS-2FMS-21	PDS-2FES-21	PDS-2FS-21

Wirepass Drill



Kopfgröße (mm)	Aufsatz		
	MS	ES	S
1.0	PDS-2WMS-10	PDS-2WES-10	PDS-2WS-10
1.2	PDS-2WMS-12	PDS-2WES-12	PDS-2WS-12
1.5	PDS-2WMS-15	PDS-2WES-15	PDS-2WS-15

Rotationsinstrumente

Für Bohrhandstücke 200

Twist Drill Flat Tail



Kopfgröße (mm)	Aufsatz
	2SD/2AD
1.0	PDS-2TD-10
1.5	PDS-2TD-15
2.0	PDS-2TD-20

Für Hochgeschwindigkeitshandstücke 200

Diamond Bur



Kopfgröße (mm)	Aufsatz				
	S	M	M Verlängert	L	L Verlängert
1.0	PDS-3DS-10	PDS-3DM-10			
2.0	PDS-3DS-20	PDS-3DM-20	PDS-3DM-20E	PDS-3DL-20	PDS-3DL-20E
3.0	PDS-3DS-30	PDS-3DM-30		PDS-3DL-30	
4.0	PDS-3DS-40	PDS-3DM-40		PDS-3DL-40	
5.0	PDS-3DS-50	PDS-3DM-50		PDS-3DL-50	
6.0	PDS-3DS-60	PDS-3DM-60		PDS-3DL-60	
7.0	PDS-3DS-70	PDS-3DM-70		PDS-3DL-70	

Verlängert Die Bohrer können um 10 mm verlängert werden

Coarse Diamond Bur



Kopfgröße (mm)	Aufsatz				
	S	M	M Verlängert	L	L Verlängert
2.0	PDS-3CDS-20	PDS-3CDM-20		PDS-3CDL-20	
3.0	PDS-3CDS-30	PDS-3CDM-30	PDS-3CDM-30E	PDS-3CDL-30	PDS-3CDL-30E
4.0	PDS-3CDS-40	PDS-3CDM-40	PDS-3CDM-40E	PDS-3CDL-40	PDS-3CDL-40E
5.0	PDS-3CDS-50	PDS-3CDM-50	PDS-3CDM-50E	PDS-3CDL-50	PDS-3CDL-50E
6.0	PDS-3CDS-60	PDS-3CDM-60		PDS-3CDL-60	
7.0	PDS-3CDS-70	PDS-3CDM-70		PDS-3CDL-70	

Verlängert Die Bohrer können um 10 mm verlängert werden

Round Fluted Bur



Kopfgröße (mm)	Aufsatz		
	S	M	L
1.0	PDS-3CS-10	PDS-3CM-10	
2.0	PDS-3CS-20	PDS-3CM-20	PDS-3CL-20
3.0	PDS-3CS-30	PDS-3CM-30	PDS-3CL-30
4.0	PDS-3CS-40	PDS-3CM-40	PDS-3CL-40
5.0	PDS-3CS-50	PDS-3CM-50	PDS-3CL-50
6.0	PDS-3CS-60	PDS-3CM-60	PDS-3CL-60
7.0	PDS-3CS-70	PDS-3CM-70	PDS-3CL-70

Neuro Bur



Kopfgröße (mm)	Aufsatz		
	S	M	L
1.8	PDS-3NS-18	PDS-3NM-18	PDS-3NL-18
2.2	PDS-3NS-22	PDS-3NM-22	PDS-3NL-22
3.0	PDS-3NS-30	PDS-3NM-30	PDS-3NL-30

Rotationsinstrumente

Für Kraniotom Handstücke 200

Craniotome Handpiece Bur



Aufsatz		
P	M	L
PDS-CRA-P	PDS-CRA-M	PDS-CRA-L

Router Bur



Aufsatz		
P	M	L
PDS-ROU-P	PDS-ROU-M	PDS-ROU-L

Waved Spiral Bur



Aufsatz	
M	L
PDS-WSP-M	PDS-WSP-L

Für Metallschneide-Handstück 200

Metal Cutting Carbide Bur



Kopfgröße (mm)	Aufsatz
	3MC
1.6	PDS-3MCS-CB16



Kopfgröße (mm)	Aufsatz
	3MC
3.0	PDS-3MCS-CB30

Metal Cutting Diamond Disc




Kopfgröße (mm)	Aufsatz
	3MC
25.4	PDS-3MCS-DD254

Stichsäge Handstück


Sägeblätter

Maßstab: 1/1



PDS-RE-4023


Klingenlänge	23.4 mm
Dicke	0.38 mm



PDS-RE-4023E


Klingenlänge	23.4 mm
Dicke	0.38 mm

Verlängert Der Schaft kann um 10mm von der ursprünglichen Länge verlängert werden.



PDS-RE-4028


Klingenlänge	28.0 mm
Dicke	0.38 mm



PDS-RE-4028E


Klingenlänge	28.0 mm
Dicke	0.38 mm

Verlängert Der Schaft kann um 10mm von der ursprünglichen Länge verlängert werden.




PDS-RE-4114

Klingenlänge	14.5 mm
Dicke	0.4 mm




PDS-RE-4127

Klingenlänge	27.0 mm
Dicke	0.4 mm




PDS-RE-4217

Klingenlänge	17.5 mm
Dicke	0.4 mm



PDS-RE-4223

Klingenlänge	23.0 mm
Dicke	0.4 mm




PDS-RE-6127

Klingenlänge	27.0 mm
Dicke	0.6 mm

Stichsäge Handstück

Raspeln


Maßstab: 1/1



PDS-RE-R011

· Geradschnitt


Klingenlänge	11.0mm
Dicke	5.5mm



PDS-RE-R012

· Geradschnitt


Klingenlänge	15.5mm
Dicke	7.0mm



PDS-RE-R111

· Kreuzschnitt

Klingenlänge	11.0mm
Dicke	5.5mm



PDS-RE-R112


· Kreuzschnitt

Klingenlänge	15.5mm
Dicke	7.0mm

Sägeblätter


Sagittale- und oszillierende Sägeblätter

Maßstab: 1/1




PDS-SO-411

Schnittlänge	11.5 mm
Breite	5.5 mm
Dicke	0.4 mm




PDS-SO-442

Schnittlänge	25.0 mm
Breite	9.3 mm
Dicke	0.4 mm




PDS-SO-412

Schnittlänge	11.5 mm
Breite	9.0 mm
Dicke	0.4 mm




PDS-SO-452

Schnittlänge	31.0 mm
Breite	9.0 mm
Dicke	0.4 mm




PDS-SO-422

Schnittlänge	15.0 mm
Breite	7.0 mm
Dicke	0.4 mm




PDS-SO-453

Schnittlänge	39.0 mm
Breite	13.2 mm
Dicke	0.4 mm




PDS-SO-431

Schnittlänge	18.0 mm
Breite	5.5 mm
Dicke	0.4 mm




PDS-SO-632

Schnittlänge	18.0 mm
Breite	9.0 mm
Dicke	0.6 mm




PDS-SO-432

Schnittlänge	18.0 mm
Breite	9.0 mm
Dicke	0.4 mm




PDS-SO-642

Schnittlänge	25.0 mm
Breite	9.3 mm
Dicke	0.6 mm




PDS-SO-433

Schnittlänge	18.5 mm
Breite	16.5 mm
Dicke	0.4 mm



PDS-SO-653

Schnittlänge	39.0 mm
Breite	13.2 mm
Dicke	0.6 mm




PDS-SO-441

Schnittlänge	25.0 mm
Breite	5.5 mm
Dicke	0.4 mm

Sägeblätter


Oszillierende Sägeblätter

Maßstab: 1/1



PDS-OSC-422*

Schnittlänge	7.0 mm
Breite	11.5 mm
Dicke	0.4 mm



PDS-OSC-432*

Schnittlänge	12.0 mm
Breite	11.5 mm
Dicke	0.4 mm

*PD-OSC-A ist für die Installation von Oscillating Saw Blades erforderlich.

Index

Bestellcode	Seite
PDS-1C155-20	07
PDS-1C155-30	07
PDS-1C155-40	07
PDS-1C175-20	07
PDS-1C175-30	07
PDS-1C175-40	07
PDS-1CD135-20	07
PDS-1CD135-30	07
PDS-1CD135-40	07
PDS-1CD155-20	07
PDS-1CD155-20E	07
PDS-1CD155-30	07
PDS-1CD155-30E	07
PDS-1CD155-40	07
PDS-1CD175-20	07
PDS-1CD175-20E	07
PDS-1CD175-30	07
PDS-1CD175-30E	07
PDS-1CD175-40	07
PDS-1CD330-20	07
PDS-1CD330-25	07
PDS-1CD330-30	07
PDS-1CD330-35	07
PDS-1D135-20	07
PDS-1D135-30	07
PDS-1D135-40	07
PDS-1D155-20	07
PDS-1D155-30	07
PDS-1D155-40	07
PDS-1D175-20	07
PDS-1D175-30	07
PDS-1D175-40	07
PDS-1D330-20	07
PDS-1D330-25	07
PDS-1D330-30	07
PDS-1D330-35	07
PDS-1MHC155-25	07
PDS-1MHC155-30	07
PDS-1MHC175-25	07
PDS-1MHC175-30	07
PDS-1MHCD110-30	03
PDS-1MHCD110-40	03
PDS-1MHCD110-45	03
PDS-1MHCD130-30	03
PDS-1MHCD130-40	03
PDS-1MHCD130-45	03
PDS-1MHD110-20	03
PDS-1MHD110-30	03
PDS-1MHD110-40	03
PDS-1MHD110-45	03

Bestellcode	Seite
PDS-1MHD130-20	03
PDS-1MHD130-30	03
PDS-1MHD130-40	03
PDS-1MHD130-45	03
PDS-1MHF110-25	04
PDS-1MHF110-30	04
PDS-1MHF130-25	04
PDS-1MHF130-30	04
PDS-1NCD135-20	07
PDS-1NCD135-30	07
PDS-1NCD135-40	07
PDS-1NCD155-20	07
PDS-1NCD155-30	07
PDS-1NCD155-40	07
PDS-1NCD175-20	07
PDS-1NCD175-30	07
PDS-1NCD175-40	07
PDS-1ND135-20	07
PDS-1ND135-30	07
PDS-1ND135-40	07
PDS-1ND155-20	07
PDS-1ND155-30	07
PDS-1ND155-40	07
PDS-1ND175-20	07
PDS-1ND175-30	07
PDS-1ND175-40	07
PDS-1RCD110-20	03
PDS-1RCD110-30	03
PDS-1RCD110-40	03
PDS-1RCD110-50	03
PDS-1RCD130-20	03
PDS-1RCD130-30	03
PDS-1RCD130-40	03
PDS-1RCD130-50	03
PDS-1RCD170-35	03
PDS-1RCD170-40	03
PDS-1RCD170-50	03
PDS-1RCD240-30	03
PDS-1RCD240-40	03
PDS-1RCD240-45	03
PDS-1RCD240-50	03
PDS-1RD110-20	03
PDS-1RD110-30	03
PDS-1RD110-40	03
PDS-1RD130-20	03
PDS-1RD130-30	03
PDS-1RD130-40	03
PDS-1RD170-35	03
PDS-1RD170-40	03
PDS-1RD170-50	03

Bestellcode	Seite
PDS-1RD240-30	03
PDS-1RD240-40	03
PDS-1RD240-45	03
PDS-1RD240-50	03
PDS-1RF110-30	04
PDS-1RF110-40	04
PDS-1RF130-30	04
PDS-1RF130-40	04
PDS-1RF170-35	04
PDS-1RF170-40	04
PDS-1RF240-40	04
PDS-1RTCD110-45	03
PDS-1RTCD130-45	03
PDS-1RTD110-45	03
PDS-1RTD130-45	03
PDS-2AES-50	10
PDS-2AES-60	10
PDS-2AES-75	10
PDS-2AMS-50	10
PDS-2AMS-60	10
PDS-2AMS-75	10
PDS-2AS-50	10
PDS-2AS-60	10
PDS-2AS-75	10
PDS-2AUL-50	06
PDS-2AUL-60	06
PDS-2AUL-75	06
PDS-2BCDL-30	09
PDS-2BCDL-30E	09
PDS-2BCDL-50	09
PDS-2BCDL-50E	09
PDS-2BCDL-30	05
PDS-2BCDL-50	05
PDS-2BES-40	10
PDS-2BES-60	10
PDS-2BMS-40	10
PDS-2BMS-60	10
PDS-2BS-40	10
PDS-2BS-60	10
PDS-2CBES-20	09
PDS-2CBES-30	09
PDS-2CBES-40	09
PDS-2CBES-50	09
PDS-2CBES-60	09
PDS-2CBES-70	09
PDS-2CBL-20	09
PDS-2CBL-30	09
PDS-2CBL-40	09
PDS-2CBL-50	09
PDS-2CBL-60	09

Bestellcode	Seite
PDS-2CBL-70	09
PDS-2CBM-20	09
PDS-2CBM-30	09
PDS-2CBM-40	09
PDS-2CBM-50	09
PDS-2CBM-60	09
PDS-2CBM-70	09
PDS-2CBMS-20	09
PDS-2CBMS-30	09
PDS-2CBMS-40	09
PDS-2CBMS-50	09
PDS-2CBMS-60	09
PDS-2CBMS-70	09
PDS-2CBS-20	09
PDS-2CBS-30	09
PDS-2CBS-40	09
PDS-2CBS-50	09
PDS-2CBS-60	09
PDS-2CBS-70	09
PDS-2CDES-10	08
PDS-2CDES-10E	08
PDS-2CDES-15	08
PDS-2CDES-15E	08
PDS-2CDES-20	08
PDS-2CDES-30	08
PDS-2CDES-40	08
PDS-2CDES-50	08
PDS-2CDES-60	08
PDS-2CDES-70	08
PDS-2CDL-20	08
PDS-2CDL-20E	08
PDS-2CDL-30	08
PDS-2CDL-30E	08
PDS-2CDL-40	08
PDS-2CDL-40E	08
PDS-2CDL-50	08
PDS-2CDL-50E	08
PDS-2CDL-60	08
PDS-2CDL-70	08
PDS-2CDM-20	08
PDS-2CDM-20E	08
PDS-2CDM-30	08
PDS-2CDM-30E	08
PDS-2CDM-40	08
PDS-2CDM-40E	08
PDS-2CDM-50	08
PDS-2CDM-50E	08
PDS-2CDM-60	08
PDS-2CDM-70	08
PDS-2CDMS-10	08

Bestellcode	Seite
PDS-2CDMS-15	08
PDS-2CDMS-20	08
PDS-2CDMS-30	08
PDS-2CDMS-40	08
PDS-2CDMS-50	08
PDS-2CDMS-60	08
PDS-2CDMS-70	08
PDS-2CDS-10	08
PDS-2CDS-15	08
PDS-2CDS-20	08
PDS-2CDS-20E	08
PDS-2CDS-30	08
PDS-2CDS-30E	08
PDS-2CDS-40	08
PDS-2CDS-40E	08
PDS-2CDS-50	08
PDS-2CDS-50E	08
PDS-2CDS-60	08
PDS-2CDS-70	08
PDS-2CES-10	09
PDS-2CES-20	09
PDS-2CES-30	09
PDS-2CES-40	09
PDS-2CES-50	09
PDS-2CES-60	09
PDS-2CES-70	09
PDS-2CL-20	09
PDS-2CL-30	09
PDS-2CL-40	09
PDS-2CL-50	09
PDS-2CL-60	09
PDS-2CL-70	09
PDS-2CM-10	09
PDS-2CM-20	09
PDS-2CM-30	09
PDS-2CM-40	09
PDS-2CM-50	09
PDS-2CM-60	09
PDS-2CM-70	09
PDS-2CMS-10	09
PDS-2CMS-20	09
PDS-2CMS-30	09
PDS-2CMS-40	09
PDS-2CMS-50	09
PDS-2CMS-60	09
PDS-2CMS-70	09
PDS-2CS-10	09
PDS-2CS-20	09
PDS-2CS-30	09
PDS-2CS-40	09

Bestellcode	Seite
PDS-2CS-50	09
PDS-2CS-60	09
PDS-2CS-70	09
PDS-2CYL-50	10
PDS-2CYL-60	10
PDS-2DES-06	08
PDS-2DES-10	08
PDS-2DES-15	08
PDS-2DES-20	08
PDS-2DES-30	08
PDS-2DES-40	08
PDS-2DES-50	08
PDS-2DES-60	08
PDS-2DES-70	08
PDS-2DL-20	08
PDS-2DL-30	08
PDS-2DL-40	08
PDS-2DL-50	08
PDS-2DL-60	08
PDS-2DL-70	08
PDS-2DM-10	08
PDS-2DM-20	08
PDS-2DM-30	08
PDS-2DM-40	08
PDS-2DM-50	08
PDS-2DM-60	08
PDS-2DM-70	08
PDS-2DMS-06	08
PDS-2DMS-10	08
PDS-2DMS-15	08
PDS-2DMS-20	08
PDS-2DMS-30	08
PDS-2DMS-40	08
PDS-2DMS-50	08
PDS-2DMS-60	08
PDS-2DMS-70	08
PDS-2DS-06	08
PDS-2DS-10	08
PDS-2DS-15	08
PDS-2DS-20	08
PDS-2DS-30	08
PDS-2DS-40	08
PDS-2DS-50	08
PDS-2DS-60	08
PDS-2DS-70	08
PDS-2ECDDES-30	08
PDS-2ECDDES-40	08
PDS-2ECDDES-50	08
PDS-2ECDDES-60	08
PDS-2ECDL-30	08

Bestellcode	Seite
PDS-2ECDL-40	08
PDS-2ECDL-50	08
PDS-2ECDL-60	08
PDS-2ECDM-30	08
PDS-2ECDM-40	08
PDS-2ECDM-50	08
PDS-2ECDM-60	08
PDS-2ECDMS-30	08
PDS-2ECDMS-40	08
PDS-2ECDMS-50	08
PDS-2ECDMS-60	08
PDS-2ECDMS-70	08
PDS-2ECDS-30	08
PDS-2ECDS-40	08
PDS-2ECDS-50	08
PDS-2ECDS-60	08
PDS-2EES-40	10
PDS-2EES-60	10
PDS-2EFUL-40	06
PDS-2EFUL-60	06
PDS-2EL-40	10
PDS-2EL-60	10
PDS-2EMS-40	10
PDS-2EMS-60	10
PDS-2ES-40	10
PDS-2ES-60	10
PDS-2FES-12	10
PDS-2FES-16	10
PDS-2FES-21	10
PDS-2FMS-12	10
PDS-2FMS-16	10
PDS-2FMS-21	10
PDS-2FS-12	10
PDS-2FS-16	10
PDS-2FS-21	10
PDS-2LES-11	10
PDS-2LES-26	10
PDS-2LMS-11	10
PDS-2LMS-26	10
PDS-2LS-11	10
PDS-2LS-26	10
PDS-2MHCDUL-20	05
PDS-2MHCDUL-30	05
PDS-2MHCDUL-40	05
PDS-2MHFUL-18	06
PDS-2MHFUL-22	06
PDS-2MHFUL-30	06
PDS-2NCBES-18	10
PDS-2NCBES-22	10
PDS-2NCBES-30	10

Bestellcode	Seite
PDS-2NCBL-18	10
PDS-2NCBL-22	10
PDS-2NCBL-30	10
PDS-2NCBM-18	10
PDS-2NCBM-22	10
PDS-2NCBM-30	10
PDS-2NCBMS-18	10
PDS-2NCBMS-22	10
PDS-2NCBMS-30	10
PDS-2NCBS-18	10
PDS-2NCBS-22	10
PDS-2NCBS-30	10
PDS-2NES-18	09
PDS-2NES-22	09
PDS-2NES-30	09
PDS-2NL-18	09
PDS-2NL-22	09
PDS-2NL-30	09
PDS-2NM-18	09
PDS-2NM-22	09
PDS-2NM-30	09
PDS-2NMS-18	09
PDS-2NMS-22	09
PDS-2NMS-30	09
PDS-2NS-18	09
PDS-2NS-22	09
PDS-2NS-30	09
PDS-2PES-60	10
PDS-2PMS-60	10
PDS-2PS-60	10
PDS-2QEUL-30	06
PDS-2QEUL-40	06
PDS-2QEUL-50	06
PDS-2QEUL-60	06
PDS-2RCDUL-10	05
PDS-2RCDUL-15	05
PDS-2RCDUL-20	05
PDS-2RCDUL-25	05
PDS-2RCDUL-30	05
PDS-2RCDUL-40	05
PDS-2RCDUL-50	05
PDS-2RCDUL-60	05
PDS-2RDUL-06	05
PDS-2RDUL-10	05
PDS-2RDUL-15	05
PDS-2RDUL-20	05
PDS-2RDUL-25	05

Index

Bestellcode	Seite
PDS-2RDUL-30	05
PDS-2RDUL-35	05
PDS-2RDUL-40	05
PDS-2RDUL-50	05
PDS-2RDUL-60	05
PDS-2RECDUL-30	05
PDS-2RECDUL-40	05
PDS-2RECDUL-50	05
PDS-2RECDUL-60	05
PDS-2RECDUL-70	05
PDS-2RES-13	10
PDS-2RFUL-10	06
PDS-2RFUL-15	06
PDS-2RFUL-20	06
PDS-2RFUL-25	06
PDS-2RFUL-30	06
PDS-2RFUL-35	06
PDS-2RFUL-40	06
PDS-2RFUL-50	06
PDS-2RFUL-60	06
PDS-2RFUL-70	06
PDS-2RFUL-88	06
PDS-2RMS-13	10
PDS-2RSCDUL-30	05
PDS-2RSCDUL-40	05
PDS-2RSCDUL-50	05
PDS-2RSCDUL-60	05
PDS-2RUL-13	06
PDS-2SCDES-30	09
PDS-2SCDES-40	09
PDS-2SCDES-50	09
PDS-2SCDES-60	09
PDS-2SCDL-30	09
PDS-2SCDL-40	09
PDS-2SCDL-50	09
PDS-2SCDL-60	09
PDS-2SCDM-30	09
PDS-2SCDM-40	09
PDS-2SCDM-50	09
PDS-2SCDM-60	09
PDS-2SCDMS-30	09
PDS-2SCDMS-40	09
PDS-2SCDMS-50	09
PDS-2SCDMS-60	09
PDS-2SCDS-30	09
PDS-2SCDS-40	09
PDS-2SCDS-50	09
PDS-2SCDS-60	09
PDS-2TD-10	11
PDS-2TD-15	11

Bestellcode	Seite
PDS-2TD-20	11
PDS-2WES-10	10
PDS-2WES-12	10
PDS-2WES-15	10
PDS-2WMS-10	10
PDS-2WMS-12	10
PDS-2WMS-15	10
PDS-2WS-10	10
PDS-2WS-12	10
PDS-2WS-15	10
PDS-2WUL-10	06
PDS-2WUL-12	06
PDS-2WUL-15	06
PDS-3CDL-20	11
PDS-3CDL-30	11
PDS-3CDL-30E	11
PDS-3CDL-40	11
PDS-3CDL-40E	11
PDS-3CDL-50	11
PDS-3CDL-50E	11
PDS-3CDL-60	11
PDS-3CDL-70	11
PDS-3CDM-20	11
PDS-3CDM-30	11
PDS-3CDM-30E	11
PDS-3CDM-40	11
PDS-3CDM-40E	11
PDS-3CDM-50	11
PDS-3CDM-50E	11
PDS-3CDM-60	11
PDS-3CDM-70	11
PDS-3CDS-20	11
PDS-3CDS-30	11
PDS-3CDS-40	11
PDS-3CDS-50	11
PDS-3CDS-60	11
PDS-3CDS-70	11
PDS-3CL-20	11
PDS-3CL-30	11
PDS-3CL-40	11
PDS-3CL-50	11
PDS-3CL-60	11
PDS-3CL-70	11
PDS-3CM-10	11
PDS-3CM-20	11
PDS-3CM-30	11
PDS-3CM-40	11
PDS-3CM-50	11
PDS-3CM-60	11
PDS-3CM-70	11

Bestellcode	Seite
PDS-3CS-10	11
PDS-3CS-20	11
PDS-3CS-30	11
PDS-3CS-40	11
PDS-3CS-50	11
PDS-3CS-60	11
PDS-3CS-70	11
PDS-3DL-20	11
PDS-3DL-20E	11
PDS-3DL-30	11
PDS-3DL-40	11
PDS-3DL-50	11
PDS-3DL-60	11
PDS-3DL-70	11
PDS-3DM-10	11
PDS-3DM-20	11
PDS-3DM-20E	11
PDS-3DM-30	11
PDS-3DM-40	11
PDS-3DM-50	11
PDS-3DM-60	11
PDS-3DM-70	11
PDS-3DS-10	11
PDS-3DS-20	11
PDS-3DS-30	11
PDS-3DS-40	11
PDS-3DS-50	11
PDS-3DS-60	11
PDS-3DS-70	11
PDS-3MCS-CB16	12
PDS-3MCS-CB30	12
PDS-3MCS-DD254	12
PDS-3NL-18	11
PDS-3NL-22	11
PDS-3NL-30	11
PDS-3NM-18	11
PDS-3NM-22	11
PDS-3NM-30	11
PDS-3NS-18	11
PDS-3NS-22	11
PDS-3NS-30	11
PDS-CRA-L	12
PDS-CRA-M	12
PDS-CRA-P	12
PDS-OSC-422	16
PDS-OSC-432	16
PDS-RE-4023	13
PDS-RE-4023E	13
PDS-RE-4028	13
PDS-RE-4028E	13

Bestellcode	Seite
PDS-RE-4114	13
PDS-RE-4127	13
PDS-RE-4217	13
PDS-RE-4223	13
PDS-RE-6127	13
PDS-RE-R011	14
PDS-RE-R012	14
PDS-RE-R111	14
PDS-RE-R112	14
PDS-ROU-L	12
PDS-ROU-M	12
PDS-ROU-P	12
PDS-SO-411	15
PDS-SO-412	15
PDS-SO-422	15
PDS-SO-431	15
PDS-SO-432	15
PDS-SO-433	15
PDS-SO-441	15
PDS-SO-442	15
PDS-SO-452	15
PDS-SO-453	15
PDS-SO-632	15
PDS-SO-642	15
PDS-SO-653	15
PDS-WSP-L	12
PDS-WSP-M	12

NAKANISHI INC.

700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan
TEL: +81 289 64 3380 FAX: +81 289 64 3890
www.nsk-surgery.com

NSK Europe GmbH

Elly-Beinhorn-Str. 8, 65760 Eschborn, Germany
TEL: +49 6196 77606 0 FAX: +49 6196 77606 29
www.eu.nsk-surgery.com



Create it 